

“РЕНАР-МАММО”

Программа для работы с рентгеновскими снимками

Руководство по установке

Данный документ содержит руководство пользователя по установке программного продукта “РЕНАР-МАММО”, предназначенного для работы с рентгеновскими снимками медицинскими работниками. Документ предназначен для квалифицированных компьютерных специалистов.

1. Назначение

Программный продукт “РЕНАР-МАММО” предназначен для медицинского персонала. Полноценные функциональные возможности программного обеспечения приобретает только при работе в комплексе с маммографическим аппаратом.

При автономной установке программа имеет ограниченный набор функций.

2. Системные требования

Программный продукт “РЕНАР-МАММО” устанавливается на компьютеры, удовлетворяющими следующими системными требованиями:

- Операционная система под управлением Windows (Windows 10 или выше, 64 бит)
- Оперативная память не менее 4 Гб
- Поддержка OpenGL
- Свободное место на жестком диске не менее 50 Гб

3. Установка

Распаковать архив «renar_mammo.zip»

В папке «renar_mammo» запустить выполнение программы «renar_mammo.exe»